

GABARITO PROVA PRÁTICA
TÉCNICO LABORATÓRIO BIOMEDICINA – EDITAL 004/2024

PROCEDIMENTO 01:

Tubo de coleta com a tampa azul: com anticoagulante (PLASMA);
Pipetagem de 350 μ L de plasma em microtubo.

PROCEDIMENTO 02:

Diluição do Plasma 25x para o volume final de 1,0 mL em salina:
40 μ L de Plasma + 960 μ L de Salina.

PROCEDIMENTO 03:

Identificação do leucócito focado: neutrófilo segmentado.